

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO	REPROCESADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS (RAE)	
MARCA	MEDIPIA	
MODELO	ENDO CLEAN 2000	
ORIGEN	COREA DEL SUR	
CARACTERÍSTICAS:		
Tipos de Endoscopios Compatibles		Endoscopios Flexibles
Forma de Detección de Fugas		Mediante Visualización de las Burbujas
Número de Endoscopios a Reprocesar		2 Endoscopios
Sistema de Auto Limpieza		Incorporado
MÉTODO DE LAVADO (DETERGENTE)		
Superficies Exteriores		Rociado con Sistema de Rotación de 360° con Múltiples Canales
Canales Internos		Limpieza con Enjuague de Fluidos
Accesorios		Limpieza con Enjuague de Fluidos
MÉTODO DE DESINFECTANTE		
Superficies Exteriores		Inmersión en Solución Desinfectante
Canales Internos		Enjuague con Solución Desinfectante
Accesorios		Inmersión en Solución Desinfectante
MÉTODO DE DUCHA DE AIRE		
Superficies Exteriores		Rociado con Sistema de Rotación de 360° con Múltiples Canales
Canales Internos		Aire a Presión
Tiempo de Lavado (1, 2, 3)		10seg.- 3min. Max. (0seg. – omitir)
Tiempo Detergente		5seg. Max. (0seg. – omitir)
Tiempo Desinfectante		1min. – 1 hr. Max.
Tiempo de Enjuague con Alcohol		5seg. Max. (0seg. – omitir)
Tiempo de Aire a Presión (1, 2, 3)		10seg.- 30seg. Max. (0seg. – omitir)
Tiempo de Ducha de Aire		10seg.- 30seg. Max. (0seg. – omitir)
Tanque de Desinfección (Calentador Incorporado)		15° - 50°C
Filtro de Agua		Incorporado
Filtro de Desinfectante		Incorporado
Capacidad de Estanques		Desinfectante 18L, Detergente 1L, Alcohol 1L
Dimensiones (Ancho, Profundidad, Alto)		630 X 700 X 980mm.
Peso		90 kg
Alimentación eléctrica		220~240 VAC, 50~ 60 Hz.
Potencia máxima de consumo		200W ± 10%
Certificaciones		ISO13485. CE2409. KFDA
ACCESORIOS INCLUIDOS		
Pistola para aplicar aire, secar canales internos y superficie exterior del endoscopio		
Cable de Poder		
Manual de Usuario		