


Ficha Técnica

Producto:	Bloque de mordida
Modelo:	Heyinovo
Codigo:	WS-YO-03E
Tipo:	Descartable, libre de látex
Características:	Con correa de goma ajustable y amplios orificios laterales
Dimensiones:	Largo: 76,0mm / Alto: 54,8mm / Profundidad: 24,7mm
Dim. Abertura Central:	Largo: 25,8mm / Alto: 20 mm
Largo correa	41,5cm (sin elongar)
Presentación:	En empaque individual y sellado, estéril (EO).
Almacenamiento:	Temperatura ambiente (-40 ~70° C) Humedad relativa (10~95%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197

Indicaciones: Para asegurar que la boca del paciente permanezca abierta durante el procedimiento endoscópico oral. A la vez protege el tubo de inserción del endoscopio y accesorios de ser mordidos.

Imagen y Etiqueta del Producto:



Importado y Distribuido por Comercializadora Endosistemas Ltda.

Suecia N° 3243, Ñuñoa, Santiago

Fonos: 2 2209 0262 - 2 2785 5826

www.endosistemas.cl - ventas@endosistemas.cl

Ficha Técnica

Producto:	Bloque de mordida pediátrica
Modelo:	Heyinovo
Código:	WS-YO-04E
Tipo:	Descartable, libre de látex
Características:	Con correa de goma ajustable y amplios orificios laterales
Dimensiones:	Largo: 67,0mm / Alto: 45,0mm / Profundidad: 24,7mm
Dim. Abertura Central:	Largo: 20,0mm / Alto: 16 mm
Largo correa	40 cm (sin elongar)
Presentación:	En empaque individual y sellado, estéril (EO).
Almacenamiento:	Temperatura ambiente (-40 ~70° C) Humedad relativa (10~95%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para asegurar que la boca de la paciente permanezca abierta durante el procedimiento endoscópico oral. A la vez protege el tubo de inserción del endoscopio y accesorios de ser mordidos.

Imagen y Etiqueta del Producto:



Importado y Distribuido por Comercializadora Endosistemas Ltda.
Av. Suecia 3243, Ñuñoa, Santiago
Fono: (02) 2209 0262 - F/Fax: (02) 2785 5826
www.endosistemas.cl - ventas@endosistemas.cl