


Ficha Técnica

Producto:	Pinza para toma de biopsia
Marca:	Heyinovo
Modelo:	WS-2423BTH
Tipo:	Descartable, catéter recubierto largo para colonoscopia
Características:	Mango tipo anillo, accionamiento de la copa a través del deslizador.
Catéter (Largo/Diam.):	Espiral metálica sin uniones y recubierto (230cm / 2,5mm)
Copa:	Tipo oval lisa y fenestrada
Compatible:	Para uso en endoscopios con canal de trabajo desde $\varnothing 2,8\text{mm}$
Presentación:	En empaque individual y sellado, estéril (EO).
Almacenamiento:	A temperatura ambiente ($10^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{C}$) Humedad relativa (30%~85%). Presión Atmosférica (700hPa~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument (SHA), Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para la recolección de muestra de tejido mucoso humano mediante procedimiento endoscópico

Etiqueta del Producto:



Importado y Distribuido por Comercializadora Endosistemas Ltda.
Av. Suecia N° 3243, Ñuñoa, Santiago
Fonos: 2 2209 0262 - 2 2785 5826
www.endosistemas.cl - ventas@endosistemas.cl

Ficha Técnica

Producto:	Cepillo de limpieza
Modelo:	Heyinovo
Código:	WS-1823WG
Tipo:	Descartable, libre de látex
Características:	Catéter teflonado y de doble terminación
Catéter (Largo/Diam.):	230cm / 1,8mm
Cepillos (Largo/Diam):	2cm / 5,5mm
Presentación:	En empaque individual y sellado.
Almacenamiento:	Temperatura ambiente (-40 ~70° C) Humedad relativa (10~95%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para la limpieza del canal de trabajo (desde $\varnothing$ 2,8 a 4,2mm) y del canal de aspiración estándar del endoscopio.

Imagen y Etiqueta del Producto:



Importado y Distribuido por Comercializadora Endosistemas Ltda.
Av. Suecia N° 3243, Ñuñoa, Santiago
Fonos: 2 2209 0262 - 2 2785 5826
www.endosistemas.cl - ventas@endosistemas.cl

Ficha Técnica

Producto:	Tapa de Biopsia
Marca:	Heyinovo
Modelo:	WS-M-01SE
Tipo:	Descartable
Características:	Tapa de biopsia estéril con cierre hermético
Presentación:	Set de 10 unidades en empaque individual y sellado, estéril (EO).
Almacenamiento:	Temperatura ambiente (-40 ~70° C) Humedad relativa (10~95%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para asegurar el paso de accesorios a través del canal de trabajo de los endoscopios evitando la pérdida de aire al interior del paciente.

Imagen y Etiqueta del Producto:

