


Ficha Técnica

Producto:	Pinza para toma de biopsia
Marca:	Heyinovo
Modelo:	WS-2416BT
Tipo:	Descartable, catéter descubierto de 160cm para EDA
Características:	Mango tipo anillo, catéter de espiral metálico, flexible, sin uniones
Catéter (Largo/Diam.):	160cm / 2,5mm
Copa:	Tipo oval lisa y fenestrada
Compatible:	Para uso en endoscopios con canal de trabajo desde Ø2,8mm
Presentación:	En empaque individual y sellado, estéril (EO).
Almacenamiento:	A temperatura ambiente (10 ~ 40° C) Humedad relativa (30~85%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para la recolección de muestra de tejido mucoso humano a través del endoscopio

Etiqueta del Producto:



Importado y Distribuido por Comercializadora Endosistemas Ltda.
Av Suecia 3243, Ñuñoa, Santiago
Fonos: 2 2209 0262 - 2 2785 5826
www.endosistemas.cl - ventas@endosistemas.cl

Ficha Técnica

Producto:	Bloque de mordida
Modelo:	Heyinovo
Código:	WS-YO-03E
Tipo:	Descartable, libre de látex
Características:	Con correa de goma ajustable y amplios orificios laterales
Dimensiones:	Largo: 76,0mm / Alto: 54,8mm / Profundidad: 24,7mm
Dim. Abertura Central:	Largo: 25,8mm / Alto: 20 mm
Largo correa	41,5cm (sin elongar)
Presentación:	En empaque individual y sellado, estéril (EO).
Almacenamiento:	Temperatura ambiente (-40 ~70° C) Humedad relativa (10~95%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para asegurar que la boca del paciente permanezca abierta durante el procedimiento endoscópico oral. A la vez protege el tubo de inserción del endoscopio y accesorios de ser mordidos.

Imagen y Etiqueta del Producto:



Importado y Distribuido por Comercializadora Endosistemas Ltda.

Suecia N° 3243, Ñuñoa, Santiago

Fonos: 2 2209 0262 - 2 2785 5826

www.endosistemas.cl - ventas@endosistemas.cl

Ficha Técnica

Producto:	Cepillo de limpieza
Modelo:	Heyinovo
Código:	WS-1823WG
Tipo:	Descartable, libre de látex
Características:	Catéter teflonado y de doble terminación
Catéter (Largo/Diam.):	230cm / 1,8mm
Cepillos (Largo/Diam):	2cm / 5,5mm
Presentación:	En empaque individual y sellado.
Almacenamiento:	Temperatura ambiente (-40 ~70° C) Humedad relativa (10~95%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para la limpieza del canal de trabajo (desde $\varnothing$ 2,8 a 4,2mm) y del canal de aspiración estándar del endoscopio.

Imagen y Etiqueta del Producto:



Importado y Distribuido por Comercializadora Endosistemas Ltda.
Av. Suecia N° 3243, Ñuñoa, Santiago
Fonos: 2 2209 0262 - 2 2785 5826
www.endosistemas.cl - ventas@endosistemas.cl

Ficha Técnica

Producto:	Tapa de Biopsia
Marca:	Heyinovo
Modelo:	WS-M-01SE
Tipo:	Descartable
Características:	Tapa de biopsia estéril con cierre hermético
Presentación:	Set de 10 unidades en empaque individual y sellado, estéril (EO).
Almacenamiento:	Temperatura ambiente (-40 ~70° C) Humedad relativa (10~95%). Presión Atmosférica (700~1060hPa) Mantener en lugar seco y alejado de la luz solar directa.
Vigencia:	Superior a 3 años.
Origen:	Wilson Instrument, Shanghai, R.P. China
Certificaciones:	ISO13485 / ISO9001 / CE0197
Indicaciones:	Para asegurar el paso de accesorios a través del canal de trabajo de los endoscopios evitando la pérdida de aire al interior del paciente.

Imagen y Etiqueta del Producto:

