


Nitinella Plus

SX-ELLA Prótesis Biliar



Nitinella Plus



Prótesis autoexpansible con entretejido de nitinol

Cubierta de silicona

Sistema de implantación resistente a la contorsión

Acceso endoscópico y percutáneo



3D animation



Descripción básica

SX-ELLA Prótesis Biliar Nitinella Plus / Nitinella Plus - B

Las prótesis Nitinella Plus y Nitinella Plus-B, están indicadas para el tratamiento paliativo de las estenosis biliares ocasionadas por neoplasias malignas.

Características innovadoras y beneficios


- ✓ Excelente flexibilidad - inserción fácil en anatomías tortuosas.
- ✓ La fuerza radial de la prótesis está diseñada para mantener su permeabilidad y resistir la migración.
- ✓ Acortamiento de la prótesis optimizado - facilita el posicionamiento de la prótesis.
- ✓ Bordes atraumáticos de la prótesis - prevención eficaz de traumatismos a la pared del conducto biliar.
- ✓ Retractilidad - mejor control por parte del médico en el despliegue y reposicionamiento de la prótesis.
- ✓ Marcadores radiopacos en ambos extremos y en el punto medio de la prótesis - diseñado para una mejor inserción de la prótesis.
- ✓ Cubierta de silicona resistente - reviene el crecimiento del tumor al interior de la prótesis.
- ✓ El trenzado del sistema de implantación es resistente a la contorsión - alta trazabilidad del sistema y despliegue de la prótesis.

Descripción adicional


Sistema de implantación con punta de oliva radiopaca.

Alambre-guía recomendado 0,035" (0,89 mm), rígido de mínimo 360 cm de longitud (abordaje endoscópico) o 180 cm (abordaje transhepático).

Sistema de implantación resistente a la contorsión




Recuperación y reposicionamiento de la prótesis



Medidas disponibles

Sistema de implantación endoscópico - 175 cm						Sistema de implantación transhepático - 60 cm		
REF No.						REF No.		
Diámetro de la prótesis [mm]	Longitud de la prótesis [mm]	Diámetro del sistema de implantación [F]	Nitinella Plus - B Prótesis no recubierta	Nitinella Plus Prótesis parcialmente recubierta	Nitinella Plus Prótesis completamente recubierta	Nitinella Plus - B Prótesis no recubierta	Nitinella Plus Prótesis parcialmente recubierta	Nitinella Plus Prótesis completamente recubierta
8	40	7 para no recubierta / 9 para prótesis recubierta	019-01B-08-040	019-01C-08-040	019-01D-08-040	019-01B-08-040-T	019-01C-08-040-T	019-01D-08-040-T
	60		019-01B-08-060	019-01C-08-060	019-01D-08-060	019-01B-08-060-T	019-01C-08-060-T	019-01D-08-060-T
	80		019-01B-08-080	019-01C-08-080	019-01D-08-080	019-01B-08-080-T	019-01C-08-080-T	019-01D-08-080-T
	100		019-01B-08-100	019-01C-08-100	019-01D-08-100	019-01B-08-100-T	019-01C-08-100-T	019-01D-08-100-T
10	40	7 para no recubierta / 9 para prótesis recubierta	019-01B-10-040	019-01C-10-040	019-01D-10-040	019-01B-10-040-T	019-01C-10-040-T	019-01D-10-040-T
	60		019-01B-10-060	019-01C-10-060	019-01D-10-060	019-01B-10-060-T	019-01C-10-060-T	019-01D-10-060-T
	80		019-01B-10-080	019-01C-10-080	019-01D-10-080	019-01B-10-080-T	019-01C-10-080-T	019-01D-10-080-T
	100		019-01B-10-100	019-01C-10-100	019-01D-10-100	019-01B-10-100-T	019-01C-10-100-T	019-01D-10-100-T



Distribuidor:

Comercializadora Endosistemas Ltda.

Av. Suecia N°3243 Ñuñoa, Santiago

Fono: 22209 0262 - 22785 5826

Email: ventas@endosistemas.cl

www.endosistemas.cl

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes

500 06 Hradec Kralove, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655

E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu