

CARACTERÍSTICAS:

Visión panorámica: Campo de visión de 360° gracias a la utilización de 4 cámaras.

Comodidad para los pacientes: No requiere que el paciente tenga que llevar grabadores externos ni otros dispositivos asociados a la grabación.

Exámenes completos: Batería tiene una duración de 15 horas o más, esto permite que el estudio casi siempre sea completo.

Exámenes ilimitados: No hay límites de exámenes asociados al uso de grabadores externos.

Software avanzado: Modos de detección de rojo y vista panorámica permiten una lectura más eficiente, además no hay costos de instalación ni de actualización del software.

Concebido para la visualización de la mucosa del intestino delgado en pacientes a partir de 2 años, pudiendo detectar anomalías asociadas a deficiencia de hierro, enfermedad de Crohn, celiaquía, sangrado oculto y anemia crónica entre otras.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO:



**Vea más.
Haga más.
Obtenga más.**

CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Capso CAM
PLUS

"CapsoCam Plus"

El único sistema de endoscopia capsular con una visión panorámica de 360°

VIDEO PRESENTACIÓN CÁPSULA

CapsoVision
empowering through innovation

Comercializadora
Endosistemas Ltda.



2 2209 0262
2 2785 5826



ventas@endosistemas.cl



www.endosistemas.cl