

CLIP DE HEMOSTASIA

"CROWN CLIP"



Características

- Clip rotatable con mandíbula de alto rendimiento en forma de corona que asegura el cierre del tejido.
- Apertura y cierre, posibilidad de reposicionar el clip antes del lanzamiento final.
- Apertura del clip de 12mm con ángulo de apertura de 135°
- Catéter recubierto con bandas de posicionamiento.

Aplicaciones

- Marcación Endoscópica
- Hemostasis en:
 - Lesiones de la mucosa y submucosa < 3cm
 - Úlceras sangrantes
 - Pólipos < 1,5cm de diámetro
 - Divertículos en el colon
- Cierre de perforaciones lumbinales en el tracto GI < 2cm
- Asociado a procedimientos POEM

